

Spinecare Mom APP用户手册

版本：V1.1 生效日期：2026-06-17

一、产品简介

Spinecare Mom 是用于脊柱侧弯支具佩戴管理的 Android APP，帮助监护人记录孩子建档信息、蓝牙支具传感器佩戴数据、皮肤问题、生长记录、影像档案、AI报告、复诊报告和归档资料。

本APP由绍兴维脉科技有限公司提供服务，适用于家庭佩戴管理、日常记录和复诊资料整理场景。

二、使用前准备

请准备 Android 手机、可用网络、DR-Z-T0 前缀蓝牙设备以及医生或支具师提供的建档信息。首次使用建议由监护人操作，并确认已了解隐私政策、用户协议和医疗免责声明。

三、首次使用流程

打开APP后登录或注册，按建档向导完善昵称、性别、出生日期、Cobb角、弯曲部位、Risser征、医嘱佩戴时间、支具类型和初诊日期。建档信息会同步到云端，用于首页统计、报告和AI解读。

四、蓝牙设备绑定

进入设置页，打开蓝牙连接，扫描名称以 DR-Z-T0 开头的设备。连接成功后APP会保存设备，下次打开时自动尝试连接上一次设备；如20秒未发现设备，会提示到设置界面重新扫描连接。

五、读取佩戴数据

蓝牙连接成功后，APP会自动读取设备佩戴数据并上传云端。界面会提示“正在读取设备数据，请稍候”，完成后提示“数据读取完成”。上传成功后会自动清除设备端已存储的佩戴数据。

六、首页数据解读

首页近30天佩戴和近7天佩戴均来自云端真实数据，达标标准取自建档中的医嘱佩戴时间。条形图、圆形达标率和智能解读会按达标程度分档提示风险。

七、记录功能

皮肤记录用于发现发红、疼痛、破皮、水泡等问题时拍照和备注；问题部位和问题类型可多选。生长记录用于录入身高并查看趋势；影像档案用于拍照或从手机图库选择影像资料。相关内容会进入复诊报告。

八、报告与归档

AI报告、复诊报告和归档均基于云端佩戴、皮肤、生长、影像及建档信息生成。归档会保存生成当时的数据快照，后续数据变化不会自动改写已归档报告。

九、导出与删除

导出数据用于删除前备份。删除全部数据前必须先导出备份、勾选确认项、输入孩子昵称和确认文字，并经过冷静期，避免误删除。删除完成后云端数据不可恢复。

十、语言与设置

设置页可切换中文、英文、日语、韩语、西班牙语、法语、德语，并可管理蓝牙连接。语言选择会保存到本机，后续打开APP时继续沿用。

十一、医疗安全提示

本APP用于家庭佩戴管理和复诊资料整理，不提供诊断、处方或支具调整结论。出现疼痛、皮肤破损、麻木、呼吸不适或其他紧急情况时，应及时联系医生或支具师。

十二、售后与反馈

反馈问题时建议提供孩子昵称、设备名称、问题发生时间、相关截图或照片。运营主体：绍兴维脉科技有限公司；地址：浙江省绍兴市越城区袍中北路631号；邮箱：zclei@vip.sina.com。可在APP“联系我们”页面扫描微信二维码添加客服。