

Spinecare Mom 用户手册

版本日期：2026年6月17日 用途：APP内置说明及备查

快速开始

登录后按建档向导完善昵称、性别、出生日期、Cobb角、弯曲部位、Risser征、医嘱佩戴时间、支具类型和初诊日期。建档信息会同步到云端，用于首页、报告和AI解读。

蓝牙设备绑定

进入设置页，打开蓝牙连接，扫描名称以 DR-Z-T0 开头的设备。连接成功后APP会保存设备，下次打开时会自动尝试连接上一次设备。

读取佩戴数据

蓝牙连接成功后，APP会自动读取设备佩戴数据并上传云端。界面会提示“正在读取设备数据，请稍候”，完成后提示“数据读取完成”。

首页数据解读

首页近30天佩戴和近7天佩戴均来自云端真实数据，达标标准取自建档中的医嘱佩戴时间。颜色会按达标程度分档提示风险。

记录功能

皮肤记录用于发现问题时拍照和备注；生长记录用于录入身高；影像档案用于保存拍照或图库选择的影像资料。相关内容会进入复诊报告。

报告与归档

AI报告、复诊报告和归档均基于云端佩戴、皮肤、生长、影像及建档信息生成。归档会保存生成当时的数据快照，后续数据变化不会改写已归档报告。

导出与删除

导出数据用于删除前备份。删除全部数据前必须先导出备份、勾选确认项、输入孩子昵称和确认文字，并经过冷静期，避免误删除。

语言与设置

设置页可切换语言并管理蓝牙连接。语言选择会保存到本机，后续打开APP时继续沿用。

提示：本文档为当前测试版本内容，正式发布前请补充真实联系方式、公司主体、联系地址和适用法律条款。

Spinecare Mom 常见问题

版本日期：2026年6月17日 用途：APP内置说明及备查

为什么需要先绑定蓝牙设备？

支具传感器中的佩戴数据需要通过蓝牙读取。绑定后APP才能自动连接设备并上传佩戴记录。

蓝牙连接不上怎么办？

请确认手机蓝牙已打开、设备在附近且设备名称以 DR-Z-T0 开头。如果20秒内未发现上次设备，请到设置页重新扫描连接。

首页达标率如何计算？

达标率按统计周期内达到医嘱佩戴时长的天数占比计算。医嘱佩戴时长来自建档信息。

佩戴数据什么时候上传云端？

蓝牙连接成功并读取设备数据后，APP会自动上传云端。上传成功后会自动清除设备端已存储的佩戴数据。

皮肤记录是否需要每天填写？

不需要每天检查打卡。仅在发现发红、疼痛、破皮、水泡等问题时拍照并填写记录。

复诊报告的数据来源是什么？

复诊报告使用云端建档、佩戴记录、皮肤记录、生长记录、影像档案和报告分析结果生成。

导出数据有什么用？

导出数据是一份离线备份。删除全部数据前应先导出并确认备份文件可打开。

删除全部数据后还能恢复吗？

删除完成后云端健康数据不可恢复。为避免误删，APP设置了备份检查、确认文字、长按操作和24小时冷静期。

APP里的AI建议能否替代医生？

不能。AI解读仅用于整理数据和提供健康教育提示，不能替代医生诊断、治疗方案或支具调整意见。

提示：本文档为当前测试版本内容，正式发布前请补充真实联系方式、公司主体、联系地址和适用法律条款。

Spinecare Mom 用户协议

版本日期：2026年6月17日 用途：APP内置说明及备查

一、服务说明

Spinecare Mom用于帮助监护人记录和查看支具佩戴、皮肤、生长、影像和报告资料。APP提供数据整理、提醒和辅助解读功能。

二、监护人责任

本APP面向未成年人健康管理场景，监护人应确认有权录入和管理相关数据，并确保录入信息真实、准确、及时更新。

三、医疗免责声明

APP不是医疗诊断工具。AI解读、报告摘要和提醒仅供健康管理参考，不替代医生诊断、医嘱、复诊安排或支具师调整意见。

四、数据与报告

用户上传或同步的数据会用于首页统计、智能解读、复诊报告、归档和导出备份。归档报告保存生成时的数据快照。

五、用户行为

用户不得上传违法、侵权、恶意或与本服务无关的内容，不得尝试破坏服务、绕过安全限制或冒用他人信息。

六、服务变更

产品功能可能根据测试、医疗安全和合规要求调整。涉及重要数据处理规则变化时，应在APP内更新说明。

七、终止与删除

用户可通过导出数据和删除全部数据流程结束使用。删除完成后云端数据不可恢复，建议提前保存备份。

提示：本文档为当前测试版本内容，正式发布前请补充真实联系方式、公司主体、联系地址和适用法律条款。

Spinecare Mom 隐私政策

版本日期：2026年6月17日 用途：APP内置说明及备查

一、收集的数据

APP可能收集建档信息、佩戴记录、蓝牙设备信息、皮肤照片与备注、生长记录、影像资料、AI 咨询内容、报告归档和预警消息。

二、使用目的

数据用于展示佩戴趋势、判断达标情况、生成复诊报告、提供智能解读、保存归档、导出备份和执行删除流程。

三、权限说明

蓝牙权限用于连接支具设备；相机和图库权限用于记录皮肤或影像资料；网络权限用于与云端数据库同步。

四、未成年人保护

未成年人数据应由监护人管理。APP尽量减少不必要身份信息采集，默认不要求真实姓名或证件号码。

五、数据存储

数据会保存于项目独立云端数据库和上传目录。本机也会保存语言选择、最近备份时间和上次绑定设备等基础设置。

六、导出数据

导出功能会生成包含主要云端数据的JSON备份文件。请保存到可信位置，并避免随意转发。

七、删除全部数据

删除功能会删除当前孩子相关的云端建档、佩戴、记录、报告、预警、设备绑定和上传文件。删除完成后不可恢复。

八、第三方共享

除用户主动分享、依法要求或服务运行必要外，APP不应将健康数据提供给无关第三方。

九、政策更新

隐私政策可能随功能变更更新。重大变更应在APP中提示用户查看。

提示：本文档为当前测试版本内容，正式发布前请补充真实联系方式、公司主体、联系地址和适用法律条款。

联系我们



微信客服

微信客服：Spinecare Mom。扫描上方二维码添加微信客服。

邮箱

邮箱：zclei@vip.sina.com

咨询建议

建议咨询时说明：孩子昵称、设备名、问题发生时间、相关截图或照片。紧急健康问题请及时联系医生或支具师。