

Spinecare Mom 常见问题

版本日期：2026年6月17日 用途：APP内置说明及备查

为什么需要先绑定蓝牙设备？

支具传感器中的佩戴数据需要通过蓝牙读取。绑定后APP才能自动连接设备并上传佩戴记录。

蓝牙连接不上怎么办？

请确认手机蓝牙已打开、设备在附近且设备名称以 DR-Z-T0 开头。如果20秒内未发现上次设备，请到设置页重新扫描连接。

首页达标率如何计算？

达标率按统计周期内达到医嘱佩戴时长的天数占比计算。医嘱佩戴时长来自建档信息。

佩戴数据什么时候上传云端？

蓝牙连接成功并读取设备数据后，APP会自动上传云端。上传成功后会自动清除设备端已存储的佩戴数据。

皮肤记录是否需要每天填写？

不需要每天检查打卡。仅在发现发红、疼痛、破皮、水泡等问题时拍照并填写记录。

复诊报告的数据来源是什么？

复诊报告使用云端建档、佩戴记录、皮肤记录、生长记录、影像档案和报告分析结果生成。

导出数据有什么用？

导出数据是一份离线备份。删除全部数据前应先导出并确认备份文件可打开。

删除全部数据后还能恢复吗？

删除完成后云端健康数据不可恢复。为避免误删，APP设置了备份检查、确认文字、长按操作和24小时冷静期。

APP里的AI建议能否替代医生？

不能。AI解读仅用于整理数据和提供健康教育提示，不能替代医生诊断、治疗方案或支具调整意见。

提示：本文档为当前测试版本内容，正式发布前请补充真实联系方式、公司主体、联系地址和适用法律条款。