

Spinecare Mom 用户手册

版本日期：2026年6月17日 用途：APP内置说明及备查

快速开始

登录后按建档向导完善昵称、性别、出生日期、Cobb角、弯曲部位、Risser征、医嘱佩戴时间、支具类型和初诊日期。建档信息会同步到云端，用于首页、报告和AI解读。

蓝牙设备绑定

进入设置页，打开蓝牙连接，扫描名称以 DR-Z-T0 开头的设备。连接成功后APP会保存设备，下次打开时会自动尝试连接上一次设备。

读取佩戴数据

蓝牙连接成功后，APP会自动读取设备佩戴数据并上传云端。界面会提示“正在读取设备数据，请稍候”，完成后提示“数据读取完成”。

首页数据解读

首页近30天佩戴和近7天佩戴均来自云端真实数据，达标标准取自建档中的医嘱佩戴时间。颜色会按达标程度分档提示风险。

记录功能

皮肤记录用于发现问题时拍照和备注；生长记录用于录入身高；影像档案用于保存拍照或图库选择的影像资料。相关内容会进入复诊报告。

报告与归档

AI报告、复诊报告和归档均基于云端佩戴、皮肤、生长、影像及建档信息生成。归档会保存生成当时的数据快照，后续数据变化不会改写已归档报告。

导出与删除

导出数据用于删除前备份。删除全部数据前必须先导出备份、勾选确认项、输入孩子昵称和确认文字，并经过冷静期，避免误删除。

语言与设置

设置页可切换语言并管理蓝牙连接。语言选择会保存到本机，后续打开APP时继续沿用。

提示：本文档为当前测试版本内容，正式发布前请补充真实联系方式、公司主体、联系地址和适用法律条款。