

Spinecare Mom Hilfezentrum und rechtliche Dokumente

Erstellt: 2026-06-17

Diese Datei dient der Projektablage. Medizinische, rechtliche und sprachliche Prüfung vor Veröffentlichung wird empfohlen.

Benutzerhandbuch

Schnellstart

Nach der Anmeldung füllen Sie den Profilassistenten aus: Spitzname, Geschlecht, Geburtsdatum, Cobb-Winkel, Krümmungsbereich, Risser-Zeichen, verordnete Tragezeit, Orthesentyp und Datum der Erstuntersuchung. Das Profil wird mit der Cloud synchronisiert und für Startseite, Berichte und KI-Auswertung genutzt.

Bluetooth-Gerät koppeln

Öffnen Sie Einstellungen und Bluetooth-Verbindung, und suchen Sie nach Geräten, deren Name mit DR-Z-T0 beginnt. Nach erfolgreicher Verbindung speichert die App das Gerät und versucht beim nächsten Start eine automatische Wiederverbindung.

Tragedaten lesen

Nach der Bluetooth-Verbindung liest die App automatisch die Tragedaten vom Gerät und lädt sie in die Cloud hoch. Die Oberfläche zeigt das Lesen der Gerätedaten und danach den Abschluss an.

Startseitenanalyse

Die 30-Tage-Zusammenfassung und das 7-Tage-Diagramm verwenden echte Cloud-Daten. Der Zielwert stammt aus der verordneten Tragezeit im Profil, Farben zeigen Risikostufen.

Aufzeichnungsfunktionen

Hautprotokolle dienen Fotos und Notizen bei Problemen. Wachstumsprotokolle speichern die Körpergröße. Das Bildarchiv speichert Kamera- oder Galerieaufnahmen. Diese Inhalte fließen in den Kontrollbericht ein.

Berichte und Archiv

KI-Berichte, Kontrollberichte und Archive werden aus Cloud-Daten zu Tragen, Haut, Wachstum, Bildern und Profil erzeugt. Ein Archiv speichert den Datenstand zum Erstellungszeitpunkt.

Exportieren und löschen

Exportieren Sie Daten vor dem Löschen als Sicherung. Vor dem Löschen aller Daten müssen Sicherung, Bestätigungen, Spitzname, Bestätigungstext und eine Sicherheitsfrist abgeschlossen sein.

Häufige Fragen

Warum zuerst ein Bluetooth-Gerät koppeln?

Die Tragedaten im Orthesensensor müssen per Bluetooth gelesen werden. Nach der Kopplung kann die App automatisch verbinden und Trageaufzeichnungen hochladen.

Was tun, wenn Bluetooth nicht verbindet?

Prüfen Sie, ob Bluetooth am Telefon aktiv ist, das Gerät in der Nähe ist und der Name mit DR-Z-T0 beginnt. Wird das letzte Gerät in 20 Sekunden nicht gefunden, scannen Sie erneut in den Einstellungen.

Wie wird die Erfüllungsrate berechnet?

Sie ist der Anteil der Tage im Zeitraum, an denen die verordnete Tragezeit erreicht wurde. Die verordnete Zeit stammt aus dem Profil.

Können gelöschte Daten wiederhergestellt werden?

Nein. Nach dem Löschen sind Cloud-Gesundheitsdaten nicht wiederherstellbar. Zur Vermeidung von Fehlern nutzt die App Sicherungsprüfung, Bestätigungstext, langes Drücken und 24 Stunden Sicherheitsfrist.

Kann KI den Arzt ersetzen?

Nein. Die KI-Auswertung ordnet Daten und gibt Gesundheitsinformationen. Sie ersetzt keine Diagnose, Behandlung oder Orthesenanpassung.

Nutzungsvereinbarung

1. Leistungsbeschreibung

Spinecare Mom hilft Sorgeberechtigten, Orthesen-Tragen, Haut, Wachstum, Bilder und Berichte zu erfassen und anzusehen. Die App bietet Datenordnung, Erinnerungen und unterstützende Auswertung.

2. Verantwortung der Sorgeberechtigten

Die App ist für Gesundheitsmanagement Minderjähriger gedacht. Sorgeberechtigte müssen berechtigt sein, Daten einzugeben und zu verwalten, und die Angaben wahr, genau und aktuell halten.

3. Medizinischer Hinweis

Die App ist kein medizinisches Diagnosewerkzeug. KI-Auswertung, Berichtszusammenfassungen und Erinnerungen dienen nur der Gesundheitsverwaltung und ersetzen keine Diagnose, Verordnung, Nachsorge oder Orthesenanpassung.

4. Daten und Berichte

Hochgeladene oder synchronisierte Daten können für Startstatistiken, intelligente Auswertung, Kontrollberichte, Archive und Exportsicherung genutzt werden.

5. Beendigung und Löschung

Nutzer können die Nutzung über Datenexport und Alle Daten löschen beenden. Nach der Löschung sind Cloud-Daten nicht wiederherstellbar; sichern Sie sie vorher.

Datenschutzrichtlinie

1. Erhobene Daten

Die App kann Profilinformationen, Trageaufzeichnungen, Bluetooth-Geräteinformationen, Hautfotos und Notizen, Wachstumsdaten, Bildmaterial, KI-Beratungen, Berichtarchive und Warnmeldungen erfassen.

2. Zwecke

Daten werden genutzt, um Trends zu zeigen, Erfüllung zu bewerten, Berichte zu erzeugen, intelligente Auswertung bereitzustellen, Archive zu speichern, Backups zu exportieren und Löschung auszuführen.

3. Berechtigungen

Bluetooth dient zur Verbindung mit Orthesengeräten. Kamera und Galerie dienen Haut- oder Bildaufzeichnungen. Netzwerk dient zur Synchronisierung mit der Cloud-Datenbank.

4. Schutz Minderjähriger

Daten Minderjähriger sollten von Sorgeberechtigten verwaltet werden. Die App minimiert unnötige Identitätsdaten und verlangt standardmäßig keinen echten Namen oder Ausweisnummer.

5. Alle Daten löschen

Die Löschung entfernt Cloud-Profil, Trage-, Aufzeichnungs-, Berichts- und Warndaten, Gerätekopplung und Uploads des aktuellen Kindes. Nach Abschluss ist keine Wiederherstellung möglich.

Kontakt



WeChat-Support

WeChat-Support: Spinecare Mom. Scannen Sie den QR-Code oben, um den WeChat-Support hinzuzufügen.

E-Mail

E-Mail: zclei@vip.sina.com

Hinweise zur Kontaktaufnahme

Geben Sie bei Kontaktaufnahme Spitzname des Kindes, Gerätenamen, Zeitpunkt des Problems sowie Screenshots oder Fotos an. Bei dringenden Gesundheitsproblemen kontaktieren Sie bitte zeitnah Arzt oder Orthesenspezialist.