

Spinecare Mom Centro de ayuda y documentos legales

Generado: 2026-06-17

Archivo para respaldo del proyecto. Se recomienda revisión médica, legal y lingüística antes de publicar.

Manual de usuario

Inicio rápido

Después de iniciar sesión, completa el asistente de perfil: apodo, sexo, fecha de nacimiento, ángulo Cobb, zona de curva, signo Risser, horas prescritas, tipo de corsé y fecha de primera visita. El perfil se sincroniza con la nube para inicio, informes e interpretación de IA.

Vinculación Bluetooth

Abre Ajustes, entra en Conexión Bluetooth y busca dispositivos cuyo nombre empiece por DR-Z-T0. Tras conectarse, la app guarda el dispositivo e intentará reconectarlo la próxima vez.

Leer datos de uso

Después de conectar Bluetooth, la app lee automáticamente los datos de uso del dispositivo y los sube a la nube. La pantalla muestra que está leyendo datos y avisa cuando termina.

Lectura de datos de inicio

El resumen de 30 días y el gráfico de 7 días usan datos reales de la nube. El estándar de cumplimiento viene de las horas prescritas del perfil y los colores indican niveles de riesgo.

Funciones de registro

El registro de piel sirve para fotos y notas cuando aparece un problema. Crecimiento guarda la altura. Imagen guarda fotos tomadas con la cámara o elegidas de la galería. Todo se integra en el informe de revisión.

Informes y archivo

Los informes de IA, de revisión y archivo se generan con datos de uso, piel, crecimiento, imagen y perfil guardados en la nube. El archivo conserva una instantánea del momento de generación.

Exportar y eliminar

Exporta los datos como copia antes de eliminar. Para borrar todo, primero exporta una copia, marca las confirmaciones, introduce el apodo y el texto de confirmación, y espera el periodo de seguridad.

Preguntas frecuentes

¿Por qué vincular primero un dispositivo Bluetooth?

Los datos del sensor del corsé deben leerse por Bluetooth. Tras vincularlo, la app puede conectarse automáticamente y subir los registros.

¿Qué hago si Bluetooth no conecta?

Comprueba que Bluetooth del teléfono esté activado, el dispositivo esté cerca y el nombre empiece por DR-Z-T0. Si no aparece en 20 segundos, vuelve a escanear en Ajustes.

¿Cómo se calcula el cumplimiento?

Es el porcentaje de días del periodo que alcanzan las horas prescritas. Las horas prescritas vienen del perfil.

¿Puedo recuperar los datos borrados?

No. Tras el borrado, los datos de salud en la nube no se pueden recuperar. Para evitar errores, la app exige copia, texto de confirmación, pulsación larga y 24 horas de seguridad.

¿La IA sustituye al médico?

No. La interpretación de IA solo organiza datos y ofrece educación sanitaria. No sustituye diagnóstico, tratamiento ni ajuste del corsé.

Acuerdo de usuario

1. Descripción del servicio

Spinecare Mom ayuda a los tutores a registrar y consultar uso del corsé, piel, crecimiento, imágenes e informes. La app ofrece organización de datos, recordatorios e interpretación asistida.

2. Responsabilidad del tutor

La app está pensada para la gestión de salud de menores. El tutor debe confirmar que tiene autorización para introducir y gestionar los datos y mantenerlos reales, exactos y actualizados.

3. Descargo médico

La app no es una herramienta de diagnóstico médico. La interpretación de IA, resúmenes y recordatorios son solo referencia de gestión de salud y no sustituyen diagnóstico, prescripción, revisión ni ajuste profesional.

4. Datos e informes

Los datos subidos o sincronizados se pueden usar para estadísticas, interpretación inteligente, informes de revisión, archivo y copia exportada.

5. Terminación y eliminación

El usuario puede finalizar el uso mediante exportación y eliminación total de datos. Tras borrar, los datos de la nube no se recuperan; guarde una copia antes.

Política de privacidad

1. Datos recopilados

La app puede recopilar perfil, registros de uso, información Bluetooth, fotos y notas de piel, crecimiento, imágenes, consultas de IA, informes archivados y alertas.

2. Finalidades

Los datos se usan para mostrar tendencias de uso, evaluar cumplimiento, generar informes, ofrecer interpretación inteligente, guardar archivos, exportar copias y ejecutar eliminación.

3. Permisos

Bluetooth conecta el dispositivo del corsé. Cámara y galería registran piel o imágenes. Red sincroniza con la base de datos en la nube.

4. Protección de menores

Los datos de menores deben ser gestionados por tutores. La app reduce la recogida de identidad innecesaria y no exige nombre real ni documento por defecto.

5. Borrar todo

El borrado elimina perfil cloud, uso, registros, informes, alertas, vinculación de dispositivo y archivos subidos del menor actual. No se puede restaurar al terminar.

Contáctanos



Soporte WeChat

Soporte WeChat: Spinecare Mom. Escanea el código QR anterior para añadir el soporte de WeChat.

Correo

Correo: zclei@vip.sina.com

Consejos de consulta

Al contactar, indica el apodo del niño, nombre del dispositivo, hora del problema y capturas o fotos relacionadas. Para problemas urgentes de salud, contacta pronto con un médico o especialista.