

Spinecare Mom Benutzerhandbuch

Erstellt: 2026-06-17

Diese Datei dient der Projektablage. Medizinische, rechtliche und sprachliche Prüfung vor Veröffentlichung wird empfohlen.

Benutzerhandbuch

Schnellstart

Nach der Anmeldung füllen Sie den Profilassistenten aus: Spitzname, Geschlecht, Geburtsdatum, Cobb-Winkel, Krümmungsbereich, Risser-Zeichen, verordnete Tragezeit, Orthesentyp und Datum der Erstuntersuchung. Das Profil wird mit der Cloud synchronisiert und für Startseite, Berichte und KI-Auswertung genutzt.

Bluetooth-Gerät koppeln

Öffnen Sie Einstellungen und Bluetooth-Verbindung, und suchen Sie nach Geräten, deren Name mit DR-Z-T0 beginnt. Nach erfolgreicher Verbindung speichert die App das Gerät und versucht beim nächsten Start eine automatische Wiederverbindung.

Tragedaten lesen

Nach der Bluetooth-Verbindung liest die App automatisch die Tragedaten vom Gerät und lädt sie in die Cloud hoch. Die Oberfläche zeigt das Lesen der Gerätedaten und danach den Abschluss an.

Startseitenanalyse

Die 30-Tage-Zusammenfassung und das 7-Tage-Diagramm verwenden echte Cloud-Daten. Der Zielwert stammt aus der verordneten Tragezeit im Profil, Farben zeigen Risikostufen.

Aufzeichnungsfunktionen

Hautprotokolle dienen Fotos und Notizen bei Problemen. Wachstumsprotokolle speichern die Körpergröße. Das Bildarchiv speichert Kamera- oder Galerieaufnahmen. Diese Inhalte fließen in den Kontrollbericht ein.

Berichte und Archiv

KI-Berichte, Kontrollberichte und Archive werden aus Cloud-Daten zu Tragen, Haut, Wachstum, Bildern und Profil erzeugt. Ein Archiv speichert den Datenstand zum Erstellungszeitpunkt.

Exportieren und löschen

Exportieren Sie Daten vor dem Löschen als Sicherung. Vor dem Löschen aller Daten müssen Sicherung, Bestätigungen, Spitzname, Bestätigungstext und eine Sicherheitsfrist abgeschlossen sein.