

Spinecare Mom Preguntas frecuentes

Generado: 2026-06-17

Archivo para respaldo del proyecto. Se recomienda revisión médica, legal y lingüística antes de publicar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué vincular primero un dispositivo Bluetooth?

Los datos del sensor del corsé deben leerse por Bluetooth. Tras vincularlo, la app puede conectarse automáticamente y subir los registros.

¿Qué hago si Bluetooth no conecta?

Comprueba que Bluetooth del teléfono esté activado, el dispositivo esté cerca y el nombre empiece por DR-Z-T0. Si no aparece en 20 segundos, vuelve a escanear en Ajustes.

¿Cómo se calcula el cumplimiento?

Es el porcentaje de días del periodo que alcanzan las horas prescritas. Las horas prescritas vienen del perfil.

¿Puedo recuperar los datos borrados?

No. Tras el borrado, los datos de salud en la nube no se pueden recuperar. Para evitar errores, la app exige copia, texto de confirmación, pulsación larga y 24 horas de seguridad.

¿La IA sustituye al médico?

No. La interpretación de IA solo organiza datos y ofrece educación sanitaria. No sustituye diagnóstico, tratamiento ni ajuste del corsé.