

Spinecare Mom Manual de usuario

Generado: 2026-06-17

Archivo para respaldo del proyecto. Se recomienda revisión médica, legal y lingüística antes de publicar.

Manual de usuario

Inicio rápido

Después de iniciar sesión, completa el asistente de perfil: apodo, sexo, fecha de nacimiento, ángulo Cobb, zona de curva, signo Risser, horas prescritas, tipo de corsé y fecha de primera visita. El perfil se sincroniza con la nube para inicio, informes e interpretación de IA.

Vinculación Bluetooth

Abre Ajustes, entra en Conexión Bluetooth y busca dispositivos cuyo nombre empiece por DR-Z-T0. Tras conectarse, la app guarda el dispositivo e intentará reconectarlo la próxima vez.

Leer datos de uso

Después de conectar Bluetooth, la app lee automáticamente los datos de uso del dispositivo y los sube a la nube. La pantalla muestra que está leyendo datos y avisa cuando termina.

Lectura de datos de inicio

El resumen de 30 días y el gráfico de 7 días usan datos reales de la nube. El estándar de cumplimiento viene de las horas prescritas del perfil y los colores indican niveles de riesgo.

Funciones de registro

El registro de piel sirve para fotos y notas cuando aparece un problema. Crecimiento guarda la altura. Imagen guarda fotos tomadas con la cámara o elegidas de la galería. Todo se integra en el informe de revisión.

Informes y archivo

Los informes de IA, de revisión y archivo se generan con datos de uso, piel, crecimiento, imagen y perfil guardados en la nube. El archivo conserva una instantánea del momento de generación.

Exportar y eliminar

Exporta los datos como copia antes de eliminar. Para borrar todo, primero exporta una copia, marca las confirmaciones, introduce el apodo y el texto de confirmación, y espera el periodo de seguridad.