

Spinecare Mom Manuel utilisateur

Généré le: 2026-06-17

Fichier destiné à l'archive du projet. Une revue médicale, juridique et linguistique est recommandée avant publication.

Manuel utilisateur

Démarrage rapide

Après connexion, complétez l'assistant de dossier : surnom, sexe, date de naissance, angle de Cobb, zone de courbure, signe de Risser, heures de port prescrites, type d'orthèse et date de première consultation. Le dossier est synchronisé dans le cloud pour l'accueil, les rapports et l'analyse IA.

Association Bluetooth

Ouvrez Paramètres, puis Connexion Bluetooth, et recherchez les appareils dont le nom commence par DR-Z-T0. Après connexion, l'application enregistre l'appareil et tentera de s'y reconnecter au prochain lancement.

Lire les données de port

Après connexion Bluetooth, l'application lit automatiquement les données de port de l'appareil et les envoie au cloud. L'écran indique la lecture en cours puis la fin de la lecture.

Analyse de l'accueil

Le résumé sur 30 jours et le graphique sur 7 jours utilisent les données réelles du cloud. Le seuil vient des heures prescrites dans le dossier, et les couleurs indiquent le niveau de risque.

Fonctions de suivi

Le suivi de peau sert aux photos et notes lorsqu'un problème apparaît. Le suivi de croissance enregistre la taille. Le dossier d'imagerie conserve les photos prises ou choisies dans la galerie. Ces éléments sont intégrés au rapport de suivi.

Rapports et archives

Les rapports IA, rapports de suivi et archives sont générés à partir des données cloud de port, peau, croissance, imagerie et dossier. Une archive conserve l'instantané au moment de la génération.

Exporter et supprimer

Exportez les données avant suppression comme sauvegarde. Avant de tout supprimer, exportez une copie, cochez les confirmations, saisissez le surnom de l'enfant et le texte demandé, puis respectez la période de sécurité.