

Spinecare Mom ユーザーマニュアル

作成日: 2026-06-17

本ファイルはプロジェクト保管用です。公開前に医療、法務、現地語の確認を推奨します。

ユーザーマニュアル

クイックスタート

ログイン後、プロフィール作成ウィザードでニックネーム、性別、生年月日、Cobb角、弯曲部位、Risser徴候、医師指示の装着時間、装具タイプ、初診日を入力します。情報はクラウドに同期され、ホーム、レポート、AI解釈に使われます。

Bluetooth機器の登録

設定でBluetooth接続を開き、名前が DR-Z-T0 で始まる機器をスキャンします。接続に成功すると機器が保存され、次回起動時に自動再接続を試みます。

装着データの読み取り

Bluetooth接続後、アプリは機器内の装着データを自動で読み取りクラウドへアップロードします。画面にはデータ読み取り中の案内と完了案内が表示されます。

ホームデータの見方

ホームの30日装着サマリーと7日装着グラフはクラウドの実データを使用します。達成基準はプロフィールの医師指示装着時間で、色分けでリスクを示します。

記録機能

皮膚記録は問題発見時の写真とメモに使います。成長記録は身長を保存し、画像記録は撮影またはギャラリー選択の画像を保存します。これらは再診レポートに反映されます。

レポートとアーカイブ

AIレポート、再診レポート、アーカイブは、クラウドの装着、皮膚、成長、画像、プロフィール情報から生成されます。アーカイブは生成時点のデータスナップショットを保存します。

エクスポートと削除

削除前にデータをバックアップとしてエクスポートします。全データ削除には、バックアップ、確認項目、子どものニックネーム、確認文字、冷却期間が必要です。