

Spinecare Mom 자주 묻는 질문

생성일: 2026-06-17

이 파일은 프로젝트 보관용입니다. 출시 전 의료, 법무, 현지 언어 검토를 권장합니다.

자주 묻는 질문

왜 Bluetooth 장치를 먼저 등록해야 하나요?

보조기 센서의 착용 데이터는 Bluetooth로 읽어야 합니다. 등록 후 앱이 자동으로 장치에 연결하고 착용 기록을 업로드할 수 있습니다.

Bluetooth가 연결되지 않으면 어떻게 하나요?

휴대폰 Bluetooth가 켜져 있고 장치가 가까이 있으며 이름이 DR-Z-T0 로 시작하는지 확인하세요. 20초 안에 이전 장치를 찾지 못하면 설정에서 다시 스캔하세요.

홈의 달성률은 어떻게 계산하나요?

달성률은 통계 기간 중 처방 착용 시간을 달성한 날의 비율입니다. 처방 시간은 프로필 정보에서 가져옵니다.

전체 삭제 후 복구할 수 있나요?

아니요. 삭제가 완료되면 클라우드 건강 데이터는 복구할 수 없습니다. 오삭제 방지를 위해 백업 확인, 확인 문구, 길게 누르기, 24시간 냉각 기간을 둡니다.

AI 조언이 의사를 대신할 수 있나요?

아니요. AI 해석은 데이터 정리와 건강 교육 안내용이며, 진단, 치료, 보조기 조정 의견을 대신하지 않습니다.