

Spinecare Mom 사용자 설명서

생성일: 2026-06-17

이 파일은 프로젝트 보관용입니다. 출시 전 의료, 법무, 현지 언어 검토를 권장합니다.

사용자 설명서

빠른 시작

로그인 후 프로필 마법사에서 닉네임, 성별, 생년월일, Cobb 각도, 만곡 부위, Risser 징후, 처방 착용 시간, 보조기 종류, 초진일을 입력합니다. 프로필은 클라우드에 동기화되어 홈, 보고서, AI 해석에 사용됩니다.

Bluetooth 장치 등록

설정에서 Bluetooth 연결을 열고 이름이 DR-Z-T0 로 시작하는 장치를 스캔합니다. 연결에 성공하면 앱이 장치를 저장하고 다음 실행 시 자동 재연결을 시도합니다.

착용 데이터 읽기

Bluetooth가 연결되면 앱은 장치의 착용 데이터를 자동으로 읽어 클라우드에 업로드합니다. 화면에는 장치 데이터 읽는 중 안내와 완료 안내가 표시됩니다.

홈 데이터 해석

홈의 30일 착용 요약과 7일 착용 차트는 클라우드 실제 데이터를 사용합니다. 목표 기준은 프로필의 처방 착용 시간이며, 색상으로 위험 수준을 표시합니다.

기록 기능

피부 기록은 문제가 발견될 때 사진과 메모를 남기는 기능입니다. 성장 기록은 키를 저장하고, 영상 기록은 촬영 또는 갤러리 선택 이미지를 저장합니다. 관련 내용은 재진 보고서에 포함됩니다.

보고서와 보관

AI 보고서, 재진 보고서, 보관 자료는 클라우드 착용, 피부, 성장, 영상, 프로필 정보를 기반으로 생성됩니다. 보관은 생성 당시의 데이터 스냅샷을 저장합니다.

내보내기과 삭제

삭제 전에 데이터를 백업으로 내보내십시오. 전체 데이터 삭제 전에는 백업, 확인 항목 체크, 아이 닉네임과 확인 문구 입력, 냉각 기간이 필요합니다.