

Spinecare Mom 常见问题

生成日期：2026-06-17

本文件用于项目备查，正式发布前建议由医学、法务和本地语言人员复核。

常见问题

为什么需要先绑定蓝牙设备？

支具传感器中的佩戴数据需要通过蓝牙读取。绑定后APP才能自动连接设备并上传佩戴记录。

蓝牙连接不上怎么办？

请确认手机蓝牙已打开、设备在附近且设备名称以 DR-Z-T0 开头。如果20秒内未发现上次设备，请到设置页重新扫描连接。

首页达标率如何计算？

达标率按统计周期内达到医嘱佩戴时长的天数占比计算。医嘱佩戴时长来自建档信息。

删除全部数据后还能恢复吗？

删除完成后云端健康数据不可恢复。为避免误删，APP设置了备份检查、确认文字、长按操作和24小时冷静期。

APP里的AI建议能否替代医生？

不能。AI解读仅用于整理数据和提供健康教育提示，不能替代医生诊断、治疗方案或支具调整意见。