

Spinecare Mom Centre d'aide et documents juridiques

Généré le: 2026-06-17

Fichier destiné à l'archive du projet. Une revue médicale, juridique et linguistique est recommandée avant publication.

Manuel utilisateur

Démarrage rapide

Après connexion, complétez l'assistant de dossier : surnom, sexe, date de naissance, angle de Cobb, zone de courbure, signe de Risser, heures de port prescrites, type d'orthèse et date de première consultation. Le dossier est synchronisé dans le cloud pour l'accueil, les rapports et l'analyse IA.

Association Bluetooth

Ouvrez Paramètres, puis Connexion Bluetooth, et recherchez les appareils dont le nom commence par DR-Z-T0. Après connexion, l'application enregistre l'appareil et tentera de s'y reconnecter au prochain lancement.

Lire les données de port

Après connexion Bluetooth, l'application lit automatiquement les données de port de l'appareil et les envoie au cloud. L'écran indique la lecture en cours puis la fin de la lecture.

Analyse de l'accueil

Le résumé sur 30 jours et le graphique sur 7 jours utilisent les données réelles du cloud. Le seuil vient des heures prescrites dans le dossier, et les couleurs indiquent le niveau de risque.

Fonctions de suivi

Le suivi de peau sert aux photos et notes lorsqu'un problème apparaît. Le suivi de croissance enregistre la taille. Le dossier d'imagerie conserve les photos prises ou choisies dans la galerie. Ces éléments sont intégrés au rapport de suivi.

Rapports et archives

Les rapports IA, rapports de suivi et archives sont générés à partir des données cloud de port, peau, croissance, imagerie et dossier. Une archive conserve l'instantané au moment de la génération.

Exporter et supprimer

Exportez les données avant suppression comme sauvegarde. Avant de tout supprimer, exportez une copie, cochez les confirmations, saisissez le surnom de l'enfant et le texte demandé, puis respectez la période de sécurité.

Questions fréquentes

Pourquoi associer d'abord un appareil Bluetooth ?

Les données du capteur de l'orthèse doivent être lues par Bluetooth. Après association, l'application peut se connecter automatiquement et envoyer les enregistrements.

Que faire si Bluetooth ne se connecte pas ?

Vérifiez que le Bluetooth du téléphone est activé, que l'appareil est proche et que son nom commence par DR-Z-T0. S'il n'est pas trouvé en 20 secondes, scannez à nouveau dans Paramètres.

Comment le taux d'observance est-il calculé ?

C'est le pourcentage de jours de la période qui atteignent les heures prescrites. Les heures prescrites viennent du dossier.

Les données supprimées peuvent-elles être restaurées ?

Non. Après suppression, les données de santé cloud ne sont pas récupérables. Pour éviter une erreur, l'application impose sauvegarde, texte de confirmation, appui long et délai de 24 heures.

L'IA peut-elle remplacer le médecin ?

Non. L'analyse IA sert à organiser les données et à fournir des conseils éducatifs. Elle ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni l'ajustement de l'orthèse.

Accord utilisateur

1. Description du service

Spinecare Mom aide les responsables légaux à enregistrer et consulter le port de l'orthèse, la peau, la croissance, les images et les rapports. L'application propose organisation des données, rappels et interprétation assistée.

2. Responsabilité du responsable légal

L'application concerne la gestion de santé de mineurs. Le responsable légal doit confirmer son droit de saisir et gérer les données, et maintenir les informations exactes et à jour.

3. Avertissement médical

L'application n'est pas un outil de diagnostic médical. Les analyses IA, résumés et rappels servent de référence de gestion de santé et ne remplacent pas diagnostic, prescription, suivi ou avis d'orthoprothésiste.

4. Données et rapports

Les données envoyées ou synchronisées peuvent servir aux statistiques d'accueil, analyses intelligentes, rapports de suivi, archives et exports.

5. Fin et suppression

L'utilisateur peut arrêter l'utilisation via export et suppression de toutes les données. Après suppression, les données cloud ne sont pas récupérables; conservez une sauvegarde.

Politique de confidentialité

1. Données collectées

L'application peut collecter dossier, données de port, informations Bluetooth, photos et notes de peau, croissance, imagerie, consultations IA, archives de rapports et alertes.

2. Finalités

Les données servent à afficher les tendances, évaluer l'observance, générer des rapports, fournir une analyse intelligente, archiver, exporter une sauvegarde et exécuter la suppression.

3. Autorisations

Bluetooth sert à connecter l'orthèse. Caméra et galerie servent aux photos de peau ou d'imagerie. Le réseau sert à synchroniser la base cloud.

4. Protection des mineurs

Les données de mineurs doivent être gérées par les responsables légaux. L'application limite les informations d'identité inutiles et ne demande pas de nom réel ni de numéro d'identité par défaut.

5. Suppression totale

La suppression efface le dossier cloud, port, enregistrements, rapports, alertes, association d'appareil et fichiers envoyés de l'enfant actuel. Elle est irréversible.

Nous contacter



Support WeChat

Support WeChat : Spinecare Mom. Scannez le QR code ci-dessus pour ajouter le support WeChat.

E-mail

E-mail : zclei@vip.sina.com

Conseils de contact

Lors du contact, indiquez le surnom de l'enfant, le nom de l'appareil, l'heure du problème et les captures ou photos utiles. Pour une urgence de santé, contactez rapidement un médecin ou un spécialiste.