

Spinecare Mom ヘルプセンターと規約文書

作成日: 2026-06-17

本ファイルはプロジェクト保管用です。公開前に医療、法務、現地語の確認を推奨します。

ユーザーマニュアル

クイックスタート

ログイン後、プロフィール作成ウィザードでニックネーム、性別、生年月日、Cobb角、弯曲部位、Risser徴候、医師指示の装着時間、装具タイプ、初診日を入力します。情報はクラウドに同期され、ホーム、レポート、AI解釈に使われます。

Bluetooth機器の登録

設定でBluetooth接続を開き、名前が DR-Z-T0 で始まる機器をスキャンします。接続に成功すると機器が保存され、次回起動時に自動再接続を試みます。

装着データの読み取り

Bluetooth接続後、アプリは機器内の装着データを自動で読み取りクラウドへアップロードします。画面にはデータ読み取り中の案内と完了案内が表示されます。

ホームデータの見方

ホームの30日装着サマリーと7日装着グラフはクラウドの実データを使用します。達成基準はプロフィールの医師指示装着時間で、色分けでリスクを示します。

記録機能

皮膚記録は問題発見時の写真とメモに使います。成長記録は身長を保存し、画像記録は撮影またはギャラリー選択の画像を保存します。これらは再診レポートに反映されます。

レポートとアーカイブ

AIレポート、再診レポート、アーカイブは、クラウドの装着、皮膚、成長、画像、プロフィール情報から生成されます。アーカイブは生成時点のデータスナップショットを保存します。

エクスポートと削除

削除前にデータをバックアップとしてエクスポートします。全データ削除には、バックアップ、確認項目、子どものニックネーム、確認文字、冷却期間が必要です。

よくある質問

なぜ先にBluetooth機器を登録する必要がありますか？

装具センサー内の装着データはBluetoothで読み取る必要があります。登録後、アプリは自動接続して装着記録をアップロードできます。

Bluetoothに接続できない場合は？

スマートフォンのBluetoothがオンで、機器が近くにあり、名前が DR-Z-T0 で始まることを確認してください。20秒以内に前回機器が見つからない場合は、設定で再スキャンしてください。

ホームの達成率はどのように計算しますか？

達成率は、対象期間内で医師指示の装着時間に達した日数の割合です。指示時間はプロフィールから取得します。

全データ削除後に復元できますか？

できません。削除後、クラウドの健康データは復元できません。誤削除防止のため、バックアップ確認、確認文字、長押し、24時間の冷却期間があります。

AIの助言は医師の代わりになりますか？

なりません。AI解釈はデータ整理と健康教育の補助であり、診断、治療、装具調整の代替ではありません。

ユーザー契約

1. サービス説明

Spinecare Momは、保護者が装具装着、皮膚、成長、画像、レポート情報を記録□確認するためのアプリです。データ整理、リマインダー、補助的な解釈を提供します。

2. 保護者の責任

本アプリは未成年者の健康管理を想定しています。保護者は関連データを入力□管理する権限を確認し、情報を正確かつ最新に保つ必要があります。

3. 医療免責

本アプリは医療診断ツールではありません。AI解釈、レポート要約、リマインダーは健康管理の参考であり、医師の診断、指示、再診計画、装具師の判断を代替しません。

4. データとレポート

アップロードまたは同期されたデータは、ホーム統計、スマート解釈、再診レポート、アーカイブ、バックアップ出力に使用されます。

5. 終了と削除

データエクスポートと全データ削除により利用を終了できます。削除後、クラウドデータは復元できないため、事前にバックアップしてください。

プライバシーポリシー

1. 収集するデータ

アプリはプロフィール情報、装着記録、Bluetooth機器情報、皮膚写真とメモ、成長記録、画像資料、AI相談内容、レポートアーカイブ、警告メッセージを収集する場合があります。

2. 利用目的

データは装着傾向表示、達成判定、再診レポート生成、スマート解釈、アーカイブ保存、バックアップ出力、削除手続きに使われます。

3. 権限説明

Bluetooth権限は装具機器接続に使います。カメラとギャラリー権限は皮膚または画像資料の記録に使います。ネットワーク権限はクラウド同期に使います。

4. 未成年者保護

未成年者データは保護者が管理する必要があります。アプリは不要な本人情報の収集を抑え、既定では実名や証明書番号を要求しません。

5. 全データ削除

削除は現在の子どもに関するクラウドプロフィール、装着、記録、レポート、警告、機器登録、アップロードファイルを削除します。完了後は復元できません。

お問い合わせ



WeChatサポート

WeChatサポート: Spinecare

Mom。上のQRコードをスキャンしてWeChatサポートを追加してください。

メール

メール: zclei@vip.sina.com

問い合わせの目安

お問い合わせ時は、子どものニックネーム、機器名、問題発生時刻、関連スクリーンショットまたは写真を記載してください。緊急時は医師または装具師に相談してください。