

Spinecare Mom 도움말 센터 및 정책 문서

생성일: 2026-06-17

이 파일은 프로젝트 보관용입니다. 출시 전 의료, 법무, 현지 언어 검토를 권장합니다.

사용자 설명서

빠른 시작

로그인 후 프로필 마법사에서 닉네임, 성별, 생년월일, Cobb 각도, 만곡 부위, Risser 징후, 처방 착용 시간, 보조기 종류, 초진일을 입력합니다. 프로필은 클라우드에 동기화되어 홈, 보고서, AI 해석에 사용됩니다.

Bluetooth 장치 등록

설정에서 Bluetooth 연결을 열고 이름이 DR-Z-T0 로 시작하는 장치를 스캔합니다. 연결에 성공하면 앱이 장치를 저장하고 다음 실행 시 자동 재연결을 시도합니다.

착용 데이터 읽기

Bluetooth가 연결되면 앱은 장치의 착용 데이터를 자동으로 읽어 클라우드에 업로드합니다. 화면에는 장치 데이터 읽는 중 안내와 완료 안내가 표시됩니다.

홈 데이터 해석

홈의 30일 착용 요약과 7일 착용 차트는 클라우드 실제 데이터를 사용합니다. 목표 기준은 프로필의 처방 착용 시간이며, 색상으로 위험 수준을 표시합니다.

기록 기능

피부 기록은 문제가 발견될 때 사진과 메모를 남기는 기능입니다. 성장 기록은 키를 저장하고, 영상 기록은 촬영 또는 갤러리 선택 이미지를 저장합니다. 관련 내용은 재진 보고서에 포함됩니다.

보고서와 보관

AI 보고서, 재진 보고서, 보관 자료는 클라우드 착용, 피부, 성장, 영상, 프로필 정보를 기반으로 생성됩니다. 보관은 생성 당시의 데이터 스냅샷을 저장합니다.

내보내기과 삭제

삭제 전에 데이터를 백업으로 내보내십시오. 전체 데이터 삭제 전에는 백업, 확인 항목 체크, 아이 닉네임과 확인 문구 입력, 냉각 기간이 필요합니다.

자주 묻는 질문

왜 Bluetooth 장치를 먼저 등록해야 하나요?

보조기 센서의 착용 데이터는 Bluetooth로 읽어야 합니다. 등록 후 앱이 자동으로 장치에 연결하고 착용 기록을 업로드할 수 있습니다.

Bluetooth가 연결되지 않으면 어떻게 하나요?

휴대폰 Bluetooth가 켜져 있고 장치가 가까이 있으며 이름이 DR-Z-T0 로 시작하는지 확인하세요. 20초 안에 이전 장치를 찾지 못하면 설정에서 다시 스캔하세요.

홈의 달성률은 어떻게 계산하나요?

달성률은 통계 기간 중 처방 착용 시간을 달성한 날의 비율입니다. 처방 시간은 프로필 정보에서 가져옵니다.

전체 삭제 후 복구할 수 있나요?

아니요. 삭제가 완료되면 클라우드 건강 데이터는 복구할 수 없습니다. 오삭제 방지를 위해 백업 확인, 확인 문구, 길게 누르기, 24시간 냉각 기간을 둡니다.

AI 조언이 의사를 대신할 수 있나요?

아니요. AI 해석은 데이터 정리와 건강 교육 안내용이며, 진단, 치료, 보조기 조정 의견을 대신하지 않습니다.

이용약관

1. 서비스 설명

Spinecare Mom은 보호자가 보조기 착용, 피부, 성장, 영상, 보고서 정보를 기록하고 확인하도록 돕습니다. 앱은 데이터 정리, 알림, 보조 해석 기능을 제공합니다.

2. 보호자 책임

이 앱은 미성년자 건강 관리 상황을 대상으로 합니다. 보호자는 관련 데이터를 입력하고 관리할 권한이 있는지 확인하고, 정보를 정확하게 최신으로 유지해야 합니다.

3. 의료 면책

앱은 의료 진단 도구가 아닙니다. AI 해석, 보고서 요약, 알림은 건강 관리 참고용이며 의사의 진단, 처방, 재진 계획 또는 보조기 전문가 의견을 대신하지 않습니다.

4. 데이터와 보고서

업로드 또는 동기화된 데이터는 홈 통계, 지능형 해석, 재진 보고서, 보관, 내보내기 백업에 사용될 수 있습니다.

5. 종료와 삭제

사용자는 데이터 내보내기와 전체 데이터 삭제 절차로 사용을 종료할 수 있습니다. 삭제 후 클라우드 데이터는 복구할 수 없으므로 미리 백업하세요.

개인정보 처리방침

1. 수집 데이터

앱은 프로필 정보, 착용 기록, Bluetooth 장치 정보, 피부 사진과 메모, 성장 기록, 영상 자료, AI 상담 내용, 보고서 보관, 경고 메시지를 수집할 수 있습니다.

2. 이용 목적

데이터는 착용 추세 표시, 달성 여부 판단, 재진 보고서 생성, 지능형 해석 제공, 보관 저장, 백업 내보내기, 삭제 절차 수행에 사용됩니다.

3. 권한 안내

Bluetooth 권한은 보조기 장치 연결에 사용됩니다. 카메라와 갤러리 권한은 피부 또는 영상 자료 기록에 사용됩니다. 네트워크 권한은 클라우드 동기화에 사용됩니다.

4. 미성년자 보호

미성년자 데이터는 보호자가 관리해야 합니다. 앱은 불필요한 신원 정보 수집을 최소화하며 기본적으로 실명이나 신분증 번호를 요구하지 않습니다.

5. 전체 데이터 삭제

삭제 기능은 현재 아이와 관련된 클라우드 프로필, 착용, 기록, 보고서, 경고, 장치 등록, 업로드 파일을 삭제합니다. 완료 후 복구할 수 없습니다.

문의하기



WeChat 고객센터

WeChat 고객센터: Spinecare Mom. 위 QR 코드를 스캔하여 WeChat 고객센터를 추가하세요.

이메일

이메일: zclei@vip.sina.com

문의 안내

문의 시 아이 닉네임, 장치명, 문제 발생 시간, 관련 스크린샷 또는 사진을 알려주세요. 긴급한 건강 문제는 의사 또는 보조기 전문가에게 즉시 문의하세요.