

Spinecare Mom Häufige Fragen

Erstellt: 2026-06-17

Diese Datei dient der Projektablage. Medizinische, rechtliche und sprachliche Prüfung vor Veröffentlichung wird empfohlen.

Häufige Fragen

Warum zuerst ein Bluetooth-Gerät koppeln?

Die Tragedaten im Orthesensensor müssen per Bluetooth gelesen werden. Nach der Kopplung kann die App automatisch verbinden und Trageaufzeichnungen hochladen.

Was tun, wenn Bluetooth nicht verbindet?

Prüfen Sie, ob Bluetooth am Telefon aktiv ist, das Gerät in der Nähe ist und der Name mit DR-Z-T0 beginnt. Wird das letzte Gerät in 20 Sekunden nicht gefunden, scannen Sie erneut in den Einstellungen.

Wie wird die Erfüllungsrate berechnet?

Sie ist der Anteil der Tage im Zeitraum, an denen die verordnete Tragezeit erreicht wurde. Die verordnete Zeit stammt aus dem Profil.

Können gelöschte Daten wiederhergestellt werden?

Nein. Nach dem Löschen sind Cloud-Gesundheitsdaten nicht wiederherstellbar. Zur Vermeidung von Fehlern nutzt die App Sicherungsprüfung, Bestätigungstext, langes Drücken und 24 Stunden Sicherheitsfrist.

Kann KI den Arzt ersetzen?

Nein. Die KI-Auswertung ordnet Daten und gibt Gesundheitsinformationen. Sie ersetzt keine Diagnose, Behandlung oder Orthesenanpassung.