

Spinecare Mom Questions fréquentes

Généré le: 2026-06-17

Fichier destiné à l'archive du projet. Une revue médicale, juridique et linguistique est recommandée avant publication.

Questions fréquentes

Pourquoi associer d'abord un appareil Bluetooth ?

Les données du capteur de l'orthèse doivent être lues par Bluetooth. Après association, l'application peut se connecter automatiquement et envoyer les enregistrements.

Que faire si Bluetooth ne se connecte pas ?

Vérifiez que le Bluetooth du téléphone est activé, que l'appareil est proche et que son nom commence par DR-Z-T0. S'il n'est pas trouvé en 20 secondes, scannez à nouveau dans Paramètres.

Comment le taux d'observance est-il calculé ?

C'est le pourcentage de jours de la période qui atteignent les heures prescrites. Les heures prescrites viennent du dossier.

Les données supprimées peuvent-elles être restaurées ?

Non. Après suppression, les données de santé cloud ne sont pas récupérables. Pour éviter une erreur, l'application impose sauvegarde, texte de confirmation, appui long et délai de 24 heures.

L'IA peut-elle remplacer le médecin ?

Non. L'analyse IA sert à organiser les données et à fournir des conseils éducatifs. Elle ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni l'ajustement de l'orthèse.