

Spinecare Mom よくある質問

作成日: 2026-06-17

本ファイルはプロジェクト保管用です。公開前に医療、法務、現地語の確認を推奨します。

よくある質問

なぜ先にBluetooth機器を登録する必要がありますか？

装具センサー内の装着データはBluetoothで読み取る必要があります。登録後、アプリは自動接続して装着記録をアップロードできます。

Bluetoothに接続できない場合は？

スマートフォンのBluetoothがオンで、機器が近くにあり、名前が DR-Z-T0 で始まることを確認してください。20秒以内に前回機器が見つからない場合は、設定で再スキャンしてください。

ホームの達成率はどのように計算しますか？

達成率は、対象期間内で医師指示の装着時間に達した日数の割合です。指示時間はプロフィールから取得します。

全データ削除後に復元できますか？

できません。削除後、クラウドの健康データは復元できません。誤削除防止のため、バックアップ確認、確認文字、長押し、24時間の冷却期間があります。

AIの助言は医師の代わりになりますか？

なりません。AI解釈はデータ整理と健康教育の補助であり、診断、治療、装具調整の代替ではありません。